

# PLANMECA

## compact<sup>i</sup>

*balanced arms*



## *jednoduchá obsluha, fantastický dizajn*

Čistý, štíhlý a harmonický dizajn zubní soupravy Planmeca Compact<sup>i</sup> je ideální volbou pro stomatologické praxe hledající **vysoce kvalitní zařízení s estetickým a osobitým vzhledem**. Jednoduchá obsluha a dokonalé hygienické funkce zabezpečují **výkonné, příjemné a bezpečné pracovní prostředí** jak pro uživatele, tak i pro pacienty.

- Absence základny křesla pacienta a jeho ultratenké polstrování opěrky zad ponechávají **mimořádný prostor pro nohy** a umožňují udržovat povrch podlahy čistý.
- Celkový vzhled křesla doplňuje Vámi preferovaný typ polstrování (Standard, Ultra anebo Ultra Metallic). Elastické Ultra polstrování se **perfektně adaptuje a kopíruje anatomii pacienta**, takže poskytuje dokonalý komfort.
- Konzola má pět inteligentních **Plug&Perform** pozic nástrojů, na které je možno připojit kterýkoliv nástroj ze široké nabídky Planmeca.

## Jednoduchá obsluha nástrojů

Rameno nástrojů nad pacienta má **lehký, přesný a perfektně vyvážený pohyb** umožňující maximální pracovní komfort. Velmi malá konzole nástrojů může být snadno umístěna v blízkosti ústní dutiny bez omezení pohodlí pacienta.

Hadice nástrojů jsou pokryté silikonem, což dělá práci s nástroji jednoduchou a příjemnou. **Perfektně vyvážené ramena nástrojů jsou flexibilní dopředu i do stran**, čímž je zabezpečen jejich dostatečný dosah. Také asistent má dosah na konzoly a může během čtyř-ruké práce pohodlně připravit nástroje a koncovky.

## Důležité faktory hygieny

Dokonalý hygienický dizajn soupravy napomáhá dentálnímu týmu **precizně dodržovat hygienické procedury**. Všechny části vystavené možné kontaminaci jsou odnímatelné anebo chráněné návleky.

- Nástroje a odsávací koncovky jsou odnímatelné a sterilizovatelné.
- Hygienická membrána na konzole nástrojů může být termodezinfikována.
- Ramena nástrojů, hadice a skleněné plivátko jsou odnímatelné za účelem snadného čištění.
- Držák operačního světla a proplachovací držák nástrojů lze termodezinfikovat.



## Automatický proplach nástrojů

Pro šetření časem při hygienických procedurách, je proplach nástrojů soupravy vysoce automatizován.

- QFS – Quick Flush Systém, rychlý proplach nástrojů během výměny pacienta.
- IFS – Intensive Flush Systém, intenzivní proplach ráno a po posledním pacientovi.

Periodické čištění pomocí **Planmeca Waterline Cleaning Systémem (WCS)** a čističího přípravku Planosil se efektivně odstraňuje biofilm z vodních rozvodů soupravy (DUWL). **Automatická, počítačem řízená procedura** ponechává pH, vůni, chuť a chemické složení vody nezměněné.

## Možnosti křesla pacienta

- Automatická **opěrka nohou** má svůj pohyb synchronizován s opěrkou zad.
- Volitelné opěrky rukou napomáhají pacientovi při nasedání a vysedání z křesla.
- Chirurgická opěrka slouží na znehybnění ruky.
- **Nová motorická opěrka hlavy** má pohyb ve třech směrech, což, umožňuje **plně motorické polohování hlavy**. Praktické a hygienické ovládání je zabezpečeno intuitivním joystickem.

Autorizovaní zástupci:

ADR Praha, 257 810 800, info@adr-dental.cz • DENTALEX Hradec Králové, 495 536 144-6, info@dentalex.cz • DENTALMED Rožnov pod Radhoštěm, +420 603 214 633, zvonek@dentalmed.info • FISCHER DENTAL Liberec, 485 130 700, fischerdental@fischerdental.cz • PRODENTA Prostějov, 582 332 725, prodenta@prodenta.cz • SET SERVIS České Budějovice, 386 460 713, setservis@mbox.vol.cz • VMK Praha, 283 880 150, vmk@mbox.vol.cz • JAMRICH DENTA Dolný Lopašov, +421 33 77 94 175, jamrichdenta@jamrichdenta.sk • MEDIMA Košice, +421 55 63 25 334, info@medima.org

**PLANMECA** OY Asentajankatu 6, 00880 Helsinki, Finland  
tel. +358 20 7795 500, fax +358 20 7795 555, sales@planmeca.com, www.planmeca.com

Obrazky mohou obsahovat volitelné části, které nejsou obsaženy ve standardní dodávce. Změny vyhrazeny.

