

Syncrus HS

Syncrus GL dentální křeslo
Syncrus HS rameno nástrojů
Syncrus L 2T plivátkový blok
Syncrus GL operační světlo

Zubní souprava pro dentální začínající lékaře a hygienistky, ale může být plnohodnotně a profesně i pro náročné stomatology.

 GNATUS



Syncrus dentální křeslo

Koncepce křesla v základu tvoří tvar a ergonomii. Praktické a snadné ovládání, programovatelné polohy, pohodlné pro pacienta i pro operující personál. Design zpracován do detailů.

Syncrus HS rameno nástrojů

Komponenty:

1X 3-funkční stříkací pistole

3X hadice rotačních nástrojů
(Turbina nebo mikromotor)

Volitelné:

Multifunkční piezotrický OZK

LED polymerizační lampa

Syncrus L 2T plivátkový blok

Ergonomie, jednoduchost a funkčnost je předností této koncepce.

Dle volby:

1 sací nástroj (vakuové sání)
nebo

1 odslíňovač (venturi system)

Storus GLX operační světlo

Ovládání nožním spínačem křesla.

Tvarované zrcadlo poskytuje ideální emitaci světla a eliminuje stíny. Bílé studené světlo.

Rukojeti jsou uzpůsobeny pro snadnou manipulaci.

Dvě intenzity svítivosti 20000 a 25000 luxů.

Volitelné:

LED operační světlo