

## **Syncrus Orto 5TV**

Syncrus dentální křeslo

Syncrus Alcance 5TV plivátkový blok

Syncrus LED GL operační světlo

Souprava je určena především pro ortodontii, případně hygienu.

Upevnění ošetřujících nástrojů je na ovládacím panelu zavěšeném na bloku plivátka.

Výhodou je, že není nástrojové rameno přes pacienta, které může působit stresově na dětského pacienta – strach z bolestivosti stomatologického ošetření.

**GNATUS**



### **Syncrus dentální křeslo**

Koncepce křesla v základu tvoří tvar a ergonomii. Praktičnost pro ortodontické ošetření, pohodlí pacienta ve všech detailech. Programovatelné křeslo s Trentelemburg polohou.

### **Syncrus Alcance 5T V plivátkový blok**

- 1 3-funkční stříkací pistole
- 1 rotační nástroj (turbína)
- 1 světelná hadice s mikromotorem
- 1 odsliňovač (venturi systém)
- 1 LED vytvrzovací lampa (volitelné sonický OZK)

### **Syncrus LED GL operační světlo**

Aktivace nožním spínačem křesla. Bílé studené světlo, vysoká životnost, spolehlivost. Ovládací rukojeti jsou ergonomicky tvarovány pro snadnou manipulaci a hygienické ošetření. Intenzita svítivosti 35000 luxů.

